



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación: Estándar 100 lb (45 kg) ó 200 lb (90 kg); Uso pesado: 350 lb (159 kg)

Plataforma de camioneta de carga: 5½* pies (1.68 m), 6½ pies (1.94 m), 8 pies (2.44 m)

Tipos de camionetas: Todas las camionetas medianas y grandes con cabina estándar, extendida o doble

** Con sillas de ruedas manuales rígidas únicamente*

Para más información, visite www.bruno.com

Siéntese en el asiento delantero de su camión, enganche el Out-Rider a su dispositivo de movilidad, presione el botón para levantar y colocar su scooter o silla de ruedas eléctrica o manual en la plataforma de la camioneta, y listo, ya estará listo para irse. Piense en instalar un asiento giratorio o un Stow-Away de Bruno, pues le será aún más fácil entrar y salir de su camioneta.

- Diseño confiable y robusto resistente a la intemperie
- Varias versiones de Out-Rider para los distintos modelos de cabinas.
- Capacidad de elevación estándar y de uso pesado
- Control de mano
- Funcionamiento rápido y totalmente eléctrico
- Disponibles para el asiento del conductor y el del lado del pasajero
- Dispositivo de enganche Hook n' Go de argollas (para sillas manuales)
- Incluye dispositivo de elevación y colocación
- Fácil de desinstalar e instalar en otro vehículo compatible*
- Elegible para posibles reembolsos del fabricante de automóviles*
- Garantía limitada de 3 años

** Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno.*

FUNCIONES DE OUT-RIDER



Varias versiones para los distintos modelos de cabinas.



Capacidad de elevación estándar y de uso pesado

OPCIONES DEL OUT-RIDER

- Driver door panel switches.
- Modelo para el lado del pasajero.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017
2017-06-05-Out-Rider.indd • MKT-L-6